

BIOFINITY Toric XR

M?sí?ní torické kontaktní ?o?ky Biofinity Toric XR.

Po?et ?o?ek v balení: 3 ks.

Parametry kontaktních ?o?ek Biofinity Toric XR

Pr?m?r: 14,50

Zak?ivení: 8,7

Rozsah dioptrií: -10,00 až +10,00

Cylindr: -0,75; -1,25; -1,75; -2,25; -2,75; -3,25; -3,75; -4,25; -4,75; -5,25; -5,75

Osa: 5° až 180°

Po?et ?o?ek v krabi?ce: 6

Indikátor rubu a lícu ?o?ky: ano

Zabarveny pro snazší manipulaci: ano

Silikon-hydrogelové: ano **UV filtr:** ano

[Koupit ?o?ky Biofinity Toric XR »](#)

Hodnocení: Nehodnoceno

Cena

[Zeptejte se na tento produkt](#)

Popis

Biofinity Toric XR jsou m?sí?ní kontaktní ?o?ky od sv?tového výrobce CooperVision. Vyrobeny jsou z moderního silikon-hydrogelového materiálu a mají rozšířený dioptrický rozsah, díky tomu jsou vhodné p?i korekci astigmatismu. Tyto kontaktní ?o?ky jsou vhodné nejen ke korekci astigmatismu s nízkým stupn?m, ale také s vyššími stupni.

Charakteristika ?o?ek Biofinity XR Toric

?o?ky Biofinity Toric XR poskytují mimo?ádné pohodlí nošení. Spole?nost CooperVision sází p?i výrob? na celou řadu výhod silikon-hydrogelového materiálu a technologii **Aquaform**. Tato technologie umož?uje poutat molekuly vody na povrchu kontaktních ?o?ek. Proto jsou ?o?ky i o?i hydratované v pr?b?hu celodenního nošení. P?irozen? smá?ivý povrch zajiš?uje rovnom?rn? rozprost?ení slzného filmu po povrchu, díky tomu jsou ?o?ky pohodlné a nezp?sobují nep?íjemné pocity p?i jejich nošení.

Zdokonalený design

Zdokonalený design ?o?ek **Optimized Toric Lens Geometry™** umož?uje stabilní usazení kontaktní ?o?ky v oku. ?o?ky skv?le drží i p?i sportu

nebo jiné aktivit?. Díky zaobleným okraj?m se ?o?ky výborn? p?izp?sobí vašim o?ím. Celkový design ?o?ek zajiš?uje skv?lý komfort nošení, ostré a jasné vid?ní a celkov? p?ijemný pocit.

Frekvence nošení a pé?e o ?o?ky

?o?ky Biofinity Toric XR jsou ur?eny k dennímu nošení a mají m?sí?ní frekvenci vým?ny. Je velmi d?ležité se o ?o?ky řádn? starat. V p?ípad? nedostatečné pé?e o kontaktní ?o?ky m?že dojít k závažným zdravotním komplikacím. Biofinity Toric XR umožňují také kontinuální nošení, tedy n?kolik dní v kuse, avšak tuto variantu vždy konzultujte se svým o?ním lékařem.