BIOFINITY Toric XR

M?sí?ní torické kontaktní ?o?ky Biofinity Toric XR.
Po?et ?o?ek v balení: 3 ks.

Parametry kontaktních ?o?ek Biofinity Toric XR

Pr?m?r: 14,50
Zak?ivení: 8,7
Rozsah dioptrií: -10,00 až +10,00
Cylindr: -0,75; -1,25; -1,75; -2,25; -2,75; -3,25; -3,75; -4,25; -4,75; -5,25, -5,75
Osa: 5° až 180°
Po?et ?o?ek v krabi?ce: 6
Indikátor rubu a lícu ?o?ky: ano
Zabarveny pro snazší manipulaci: ano
Silikon-hydrogelové: ano **UV filtr:** ano

Koupit ?o?ky Biofinity Toric XR »

Hodnocení: Nehodnoceno
Cena

Zeptejte se na tento produkt

Popis

Biofinity Toric XR jsou m?sí?ní kontaktní ?o?ky od sv?tového výrobce CooperVision. Vyrobeny jsou z moderního silikon-hydrogelového materiálu a mají rozší?ený dioptrický rozsah, díky tomu jsou vhodné p?i korekci astigmatismu. Tyto kontaktní ?o?ky jsou vhodné nejen ke korekci astigmatismu s nízkým stupn?m, ale také s vyššími stupni.

Charakteristika ?o?ek Biofinity XR Toric

?o?ky Biofinity Toric XR poskytují mimo?ádné pohodlí nošení. Spole?nost CooperVision sází p?i výrob? na celou ?adu výhod silikon-hydrogelového materiálu a technologii **Aquaform**. Tato technologie umož?uje poutat molekuly vody na povrchu kontaktních ?o?ek. Proto jsou ?o?ky i o?i hydratované v pr?b?hu celodenního nošení. P?irozen? smá?ivý povrch zajiš?uje rovnom?rn? rozprost?ení slzného filmu po povrchu, díky tomu jsou ?o?ky pohodlné a nezp?sobují nep?íjemné pocity p?i jejich nošení.

Zdokonalený design

Zdokonalený design ?o?ek **Optimized Toric Lens Geometry™** umož?uje stabilní usazení kontaktní ?o?ky v oku. ?o?ky skv?le drží i p?i sportu

nebo jiné aktivit?. Díky zaobleným okraj?m se ?o?ky výborn? p?izp?sobí vašim o?ím. Celkový design ?o?ek zajiš?uje skv?lý komfort nošení, ostré a jasné vid?ní a celkov? p?íjemný pocit.

Frekvence nošení a pé?e o ?o?ky

?o?ky Biofinity Toric XR jsou ur?ený k dennímu nošení a mají m?sí?ní frekvenci vým?ny. Je velmi d?ležité se o ?o?ky ?ádn? starat. V p?ípad? nedostate?né pé?e o kontaktní ?o?ky m?že dojít k závažným zdravotním komplikacím. Biofinity Toric XR umož?ují také kontinuální nošení, tedy n?kolik dní v kuse, avšak tuto variantu vždy konzultujte se svým o?ním léka?em.